

ライトスティッカーは滅菌済み単回使用のコードレスLEDライトです。  
手元に影が落ちるなど視認性の確保が難しい手術の簡易補助光源としてお使いいただけます。



### 製品特徴

- 滅菌済み単回使用
- バッテリー内蔵
- 低発熱性高輝度LED使用
- スイッチで点灯のON/OFF可能

登録意匠第1514133号

### 高い汎用性

- さまざまな手術の補助光源として使用可能
- 鋼製小物等へ貼付可能（光源付コードレス筋鉤として使用可能）
- 手術以外でも外来診察、処置等、様々な用途に使用されています。

「無影灯の光が届かない」「想定よりも術野が暗い」「術野が深く暗い」  
**術野光量不足の課題に、解決策の提案です**



リバーズ人工肩関節置換術にてライトスティッカーを使用した例（整形外科）

\*滅菌済み使い捨て光源ですので必要な時にすぐご使用いただけます



センチネルリンパ節生検にてライトスティッカーを使用した例（乳腺外科）

LS-2000-11

ライトスティッカー100mm



LS-2000-10

ライトスティッカー200mm



【スティック部は形状を維持します】  
照らしたい部位へのアプローチが容易となります。




【スティック部は薄型です】  
厚みは僅か約5mmであることから部位へのアプローチが容易となります。



【本体背面にテープが装着されています】  
筋鈎等の鋼製小物等に貼り付ける事が可能です。

## ライトスティッカー

カタログ番号	LS-2000-10 200mm LS-2000-11 100mm
入数	1本
サイズ	ストラップ長：100mm,200mm（コンソール部分含まず）
電源	LR44 1.5V×6個
クラス	一般医療機器（クラス1）
届出番号	13B3X10283L00002
その他	連続使用時間： LS-2000スタンダードシリーズ：約40分 ※スイッチにて点灯のON・OFFが可能です。
注意事項	本製品は滅菌済みにて提供されます。 本製品の仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。



LS-2000-10・11  
ワイド点灯

【スタンダードモデル ワイド点灯】  
LED部が向いている面を照らします。  
「より広く照らしたい」・「無影灯の補助光源として」等の使用例におすすめです。

【製造販売業者】  
ルミノフ株式会社

【問い合わせ先】  
荏原実業株式会社 計測器・医療本部  
〒215-0033  
神奈川県川崎市麻生区栗木2-3-12  
TEL：044-981-0560  
FAX：044-981-0561  
Email ej-med@ejk.co.jp  
URL <http://www.ej-protect.jp>